

SuperClear 5 ml Tube mit Schraubverschluss

steril, ohne Schraubverschlussdeckel, graduiert

15.2 x 58.4 mm



2 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0403N | Labcon | Hersteller-Nr.: 3813-875-000-9

129,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel:	Ohne Deckel
Farbe:	farblos
Form:	freistehend
Material:	Polypropylen
Spezialeigenschaften:	für Automatisierung geeignet
Sterilität:	steril
Verpackung:	2 Beutel à 500 Stück
Volumen:	5 ml