

SuperClear 10 ml Tube mit Schraubverschluss

steril, ohne Schraubverschlussdeckel, graduiert

15.2 x 92.2 mm



2 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0413N | [Labcon](#) | Hersteller-Nr.: 3814-875-000-9

170,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel:	Ohne Deckel
Farbe:	farblos
Form:	freistehend
Material:	Polypropylen
Spezialeigenschaften:	für Automatisierung geeignet
Sterilität:	steril
Verpackung:	2 Beutel à 500 Stück
Volumen:	10 ml