

## LEGENDplex SARS-CoV-2 S1 Variant Omicron Bead ...



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B741326 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 741326

**142,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** Multiplex - Component  
**Format:** LPLEX  
**Species of Origin:** N/A  
**Verpackung:** 100 tests (270 µL)

LEGENDplex SARS-CoV-2 S1 Variant Omicron Bead B5, 13X

Clone:

Isotype:

Other\_Names: Neutralizing antibodies against Spike S1 protein of SARS-CoV-2 Variant Omicron (B.1.1.529)

Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Human

Format: LPLEX

App\_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22424>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>