



siTOOLS  
BIOTECH

5 nmol

Artikel-Nr.: 27SI-G050-ID | siTOOLS

**448,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Applikation:** siRNA  
**siRNA:** Pool  
**Species:** Custom  
**Verpackung:** 5 nmol

### ACHTUNG

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die **NCBI Gene ID** an.

Diese können Sie im **Warenkorb** unter „**Ihre Bemerkung zum bestellten Artikel**“ eintragen.

Bei Unklarheiten melden Sie sich bitte unter [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com) –Betreff: siPOOL GeneID

Die NCBI Gene ID finden Sie hier: [www.ncbi.nlm.nih.gov/gene](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene)