

## HighPrep Plasmid DNA Plus Kit



96 Preps  
Artikel-Nr.: 220290 | MagBio

**137,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Gewebe/Organismus:** Bakterien  
**Methode:** Magnetische Beads  
**Nukleinsäure:** Plasmid DNA  
**Verpackung:** 96 Preps

Das HighPrep™ Plasmid-DNA-Kit ist ein auf magnetischen Beads basierendes Plasmid-Aufreinigungssystem für eine schnelle Hochdurchsatzisolierung von Plasmid-DNA, sowohl mit hoher als auch niedriger Kopienzahl aus Bakterienkulturen, sowie für die Isolierung von BACs, PACs, Cosmiden oder Fosmiden.

### Anwendungen

Isolierung von Plasmid-DNA für:

- PCR, Real-time PCR
- Klonierung, Genotypisierung
- Sequenzierung, NGS
- Transfektion

### Vorteile

- Aufreinigung von Plasmid-DNA hoher Qualität
- Hohe Ausbeute an Plasmiden mit hoher und niedriger Kopienzahl
- Anpassungsfähig an verschiedene automatisierte Liquid-Handling-Workstations
- Keine toxischen organischen Lösungsmittel