

## HighPrep Total RNA Plus Kit



100 Preps  
Artikel-Nr.: 220300 | MagBio

**550,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Gewebe/Organismus:** Gewebe, Zellen  
**Methode:** Magnetische Beads  
**Nukleinsäure:** RNA  
**Verpackung:** 100 Preps

Das HighPrep™ Total RNA Plus Kit ist ein paramagnetisches, auf Beads basierendes System, das eine schnelle und effiziente Aufreinigung von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus Geweben und kultivierten Zellen ermöglicht. Diese ist für zahlreiche RNA-Downstream-Anwendungen wie RT-PCR, Microarrays und cDNA-Synthese geeignet. Als paramagnetisches Bead-basiertes System kann das HighPrep™ Total RNA Kit in einem Hochdurchsatzformat verwendet werden und lässt sich an zahlreiche kommerziell erhältliche Workstations anpassen.

### Anwendungen

Isolierung der gesamten RNA für:

- RT-qPCR
- RNA-Sequenzierung
- cDNA-Synthese
- Analyse der Genexpression

### Vorteile

- Reinigung der Gesamt-RNA mit hoher Ausbeute und Qualität
- Anpassbar an verschiedene automatisierte Liquid-Handling-Workstations

- Keine giftigen, organischen Lösungsmittel