


Flat Optical 8-CapStrip, farblos, knickbar, steril

für 8-Tube Strips aus Artikelbereich 712XXX
DNA-, DNase-, RNA, RNase-, Pyrogen frei



Beutel à 120 Strips
Artikel-Nr.: 712109N | Biozym

53,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: optischer Flachdeckel
Eigenschaften: Real-Time PCR, flexibel
Farbe: farblos
Kategorie: 8er-CapStrips
Produktlinie: Premium Line
Verpackung: Beutel à 120 Strips