

Reaktionsgefäße 2.0 ml, amber

graduiert, DNA-, DNase-, RNasefrei
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 500 Stück
Artikel-Nr.: 710327 | Biozym

23,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss
Farbe: amber
Graduierung: graduert
Kategorie: Reaktionsgefäße
Material: PP
Verpackung: Beutel à 500 Stück
Volumen: 1.5 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 2.0 ml, amber

- Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNA-, DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation >20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.5 ml)