

SafeSeal SurPhob R Spitzen, 10 µl, kurz, steril

Filterspitzen, graduiert, Low Binding
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VTR210 | Biozym

250,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	kurz
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück

SafeSeal SurPhob R Filterspitze

Spitzenlänge: 31,1 mm

SafeSeal SurPhob Filterspitze 10 µl, kurz passend für:

- Sartorius mLINE® 1-Kanal (0.1-3µl, 0.5-10µl)
- Sartorius mLINE® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Sartorius Proline® 1-Kanal (0.1-2.5µl, 0.5-10µl)
- Sartorius Proline® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Brand Transferpette® 1-Kanal (0.1-1µl, 0.5-10µl)
- Brand Transferpette® 8-/12-Kanal (0.5-10µl),
- Brand Transferpette® S 1-Kanal (0.1-1µl, 0.1-2.5µl, 0.5-10µl)

- Brand Transferpette® S ® 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Eppendorf Research® plus 1-Kanal (0.5-10µl)
- Eppendorf Research® plus 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Eppendorf Reference® 1-Kanal (0.5-10µl)
- Thermo/Finn Finnpette 4500 1-Kanal (0.2-2µl, micro, 0.5-5µl, micro)
- Thermo/Finn Finnpette 4500 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P2 1-Kanal (0.2-2µl, 1-10µl)
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 1-Kanal (0.1-2µl)
- Nichiryo Nichipet 7000 8-/12-Kanal (0.5-10µl)
- Rainin Pipet-Lite SL-2XLS ® 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Rainin Classic PR-2 ® 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Socorex Calibra® 822 1-Kanal (0.2-2µl, 1-10µl micro)
- Socorex Calibra® 852 8-Kanal (1-10µl)
- Socorex Acura 825 1-Kanal (0.1-2µl, 0.5-10µl)
- Socorex Acura 855 8-/12-Kanal (0.5-10µl)

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling: <https://www.biozym.com/recycling>