

SafeSeal SurPhob R Spitzen, 20 µl, steril

Filterspitzen, graduiert, Low Binding
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VTR220 | Biozym

418,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück

SafeSeal SurPhob R Filterspitze

Spitzenlänge: 50 mm

- Sartorius mLine 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 5-100µl 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 5-50µl 8/12-Kanal
- Brand Transferpette 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette 2.5-25µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 10-100µl, 8/12-Kanal

- Eppendorf Reference 2-20µl, 10-100µl, 50-200µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.5-5µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 5-50µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P20 2-20µl, 20-100µl, 50-200µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman P10L 0.5-10µl, 2-20µl, 20-200µl 8/12-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 5-50µl, 40-200µl 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-20XLS 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-20 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 5-100µl 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 5-50µl 8/12-Kanal
- Socorex Calibra® 822 1-10µl, 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 852 10-100µl, 20-200µl 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 1-10µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1-Kanal
- Socorex Acura 855 5-50µl, 20-200µl, 8/12-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>