

SafeSeal SurPhob R Spitzen, 300 µl, steril

Filterspitzen, graduiert, Low Binding
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VTR250 | Biozym

250,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück

SafeSeal SurPhob R Filterspitze 300 µl

Spitzenlänge: 50 mm

Passend für

- Brand Transferpette 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Brand Transferpette 2.5-25µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette 30-300µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Brand Transferpette S 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Brand Transferpette S 30-300µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal

- Eppendorf Research Plus 30-300µl, 1- Kanal
- Eppendorf Research Plus 10-100µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Research Plus 30-300µl, 8/12-Kanal
- Eppendorf Reference 2-20µl, 10-100µl, 50-200µl, 1- Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 0.5-5µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 5-50µl, 8/12-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 50-300µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P20 2-20ul, 20-100ul, 50-200ul, 1- Kanal
- Gilson Pipetman P10L 0.5-10µl, 2-20µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Gilson Pipetman P300L 20-300µl, 8/12-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 5-50µl, 40-200µl, 8/12-Kanal
- Nichiryo Nichipet 7000 50-300µl, 8/12-Kanal
- Rainin Pipet-Lite SL-20XLS 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Rainin Pipet-LiteSL-300XLS 20-300µl, 1- Kanal
- Rainin Classic PR-20 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Sartorius mLine 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Sartorius mLine 5-100µl, 8/12-Kanal
- Sartorius mLine 30-300µl, 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Sartorius Proline 5-50µl, 8/12-Kanal
- Sartorius Proline 50-300µl, 8/12-Kanal
- Socorex Calibra® 822 1-10µl, 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Socorex Calibra® 852 10-100µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Socorex Acura 825 1-10µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl, 1- Kanal
- Socorex Acura 855 5-50µl, 20-200µl, 8/12-Kanal
- Socorex Acura 855 40-350µl, 8/12-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>