

## SafeSeal SurPhob R Spitzen, 1250 µl, steril

Filterspitzen, Low Binding, für 1 ml Pipetten  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VTR270 | Biozym

**250,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Aktionsangebote:</b>	Frühlingsaktion
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	1250 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	5 x 10 Recycled Racks à 96 Stück

#### SurPhob R Filterspitze 1250 µl

Spitzenlänge: 90 mm

Passend für:

- Brand Transferpette 100-1000µl, 1-Kanal
- Brand Transferpette S 100-1000µl, 1-Kanal
- Eppendorf Research Plus 100-1000µl, 1-Kanal
- Eppendorf Reference 100-1000µl, 1-Kanal
- Thermo/Finn Finnpette 4500 100-1000µl, 1-Kanal
- Gilson Pipetman Classic, G, L: P1000 200-1000ul, 1-Kanal
- Nichiryo Nichipet Premium, EX, EX Plus 100-1000µl, 1-Kanal

- Rainin Pipet-Lite SL-1000XLS 100-1000µl, 1-Kanal
- Rainin Classic PR-1000 100-1000µl, 1-Kanal
- Sartorius mLine 100-1000µl, 1-Kanal
- Sartorius Proline 100-1000µl, 1-Kanal
- Socorex Calibra® 822 100-1000µl , 1-Kanal
- Socorex Acura 825 100-1000µl, 1-Kanal

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:  
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>