

## 1.5 ml MetalFree Microcentrifuge Tube



labcon

1 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0311 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3014-870-000-9

**25,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** Mit Druckverschluss  
**Eigenschaften:** MetalFree  
**Farbe:** farblos  
**Graduierung:** graduiert  
**Kategorie:** Reaktionsgefäße  
**Material:** PP  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** 1 Beutel à 500 Stück  
**Volumen:** 1.5 ml