

Duo Single 2D Barcode Scanner mit Cryoprotection

Scannt 2D Barcodes und lineare Barcodes
mit -80°C Cryoschutz



Ziath

1 Stück

Artikel-Nr.: 601077 | Ziath

1.444,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|------------------------------|--|
| Cryoprotection: | Mit Cryoprotection |
| Lesbare Rack Formate: | Einzelgefäße mit 2D Barcode, Lineare Barcodes auf Tubes o. Racks |
| Produkttyp: | Einzeltube 2D Code Scanner |
| Technologie: | Kamera Scanner |
| Verpackung: | 1 Stück |

Erweiterung des Uno um 1D Barcode Reader an der Frontseite

- Schnell und flexibel
- Im Gerät 2 Kameras verbaut
- Liest 2D Datamatrix Codes und lineare Barcodes auf Einzeltubes oder Racks