

## Duo Single 2D Barcode Scanner mit Cryoprotection

Scannt 2D Barcodes und lineare Barcodes  
mit -80°C Cryoschutz



Ziath

1 Stück

Artikel-Nr.: 601077 | Ziath

**1.349,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Cryoprotection:** Mit Cryoprotection  
**Lesbare Rack Formate:** Einzelgefäße mit 2D Barcode, Lineare Barcodes auf Tubes o. Racks  
**Produkttyp:** Einzeltube 2D Code Scanner  
**Technologie:** Kamera Scanner  
**Verpackung:** 1 Stück

Erweiterung des Uno um 1D Barcode Reader an der Frontseite

- Schnell und flexibel
- Im Gerät 2 Kameras verbaut
- Liest 2D Datamatrix Codes und lineare Barcodes auf Einzeltubes oder Racks