

## PE/Cyanine5 anti-mouse CD326 (EpCAM)

Rat IgG2a, kappa  
G8.8



**BioLegend**  
From Revvity

25 µg  
Artikel-Nr.: B118248 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 118248

**124,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** G8.8  
**Format:** PE\_CYANINE5  
**Isotype:** Rat IgG2a, kappa  
**Species of Origin:** Rat  
**Verpackung:** 25 µg

PE/Cyanine5 anti-mouse CD326 (EpCAM)

Clone: G8.8  
Isotype: Rat IgG2a, kappa  
Other\_Names: CD326, EGP40, MIC18, TROP1, KSA  
Size: 25 µg

Reactivity: Mouse  
Format: PE\_CYANINE5  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22631>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>