

PE anti-mouse CD326 (EpCAM) Recombinant

Rat IgG1, kappa
QA20A19



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B119003 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 119003

60,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: QA20A19
Format: PE
Isotype: Rat IgG1, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

PE anti-mouse CD326 (EpCAM) Recombinant

Clone: QA20A19
Isotype: Rat IgG1, kappa
Other_Names: CD326, EGP40, MIC18, TROP1, KSA
Size: 25 µg

Reactivity: Mouse
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22865>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>