

PE/Dazzle 594 anti-human CD161

Rat IgG2a, kappa
W18070C



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B307510 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 307510

312,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: W18070C
Format: PE_DZL594
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 Tests

PE/Dazzle 594 anti-human CD161

Clone: W18070C
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: NKR-P1A
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE_DZL594
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22920>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>