

## Uno Single Tube 2D Barcode Scanner Cryo

mit -80°C Cryoschutz



Ziath

1 Stück

Artikel-Nr.: 601075 | Ziath

**1.008,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Cryoprotection:</b>	Mit Cryoprotection
<b>Lesbare Rack Formate:</b>	Einzelgefäße mit 2D Barcode
<b>Produkttyp:</b>	Einzeltube 2D Code Scanner
<b>Technologie:</b>	Kamera Scanner
<b>Verpackung:</b>	1 Stück

- Moderne Kameratechnologie mit noch besserer Auflösung und schneller Scanzeit
- Liest alle Tubes mit Datamatrix Code
- Einfache Installation – wenige Minuten nach dem Auspacken betriebsbereit
- Kompakte Größe 66 (Länge) x 53,5 (Breite) x 51,5 (Höhe) mm