

GeneExplorer Dualblock 48/48



%

1 Set
Artikel-Nr.: A681010 | **Aktion**

4.150,00 €*^{*}

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

New Generation Thermal Cycler

- 48/48 Well Block
- Schnelle Heiz- und Kühlraten für kurze Protokollzeiten
- Anwenderfreundliches, grafisches Touch Screen-Interface
- Kommunikation über USB, LAN, WiFi und Mobile Phone App
- Geringer Geräuschpegel
- Verwendbar mit High-Profile Consumables (Tubes, Plates, Strips)