


PCR TW 8-Tube Strip, 0.1 ml, weiß

Low Profile, Extra Robust
DNase-, RNasefrei, u.a. für LC 480



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Beutel à 300 Strips
Artikel-Nr.: 712161 | Biozym

223,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: weiß
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Premium Line
Profil: Low Profile
Verpackung: Beutel à 300 Strips
Volumen: 0.1 ml