

## SurPhob Spitzen 20 µl, Typ Rainin LTS, steril

Low Binding, graduiert  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VTL128 | Biozym

**70,40 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	20 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Rainin Typ
<b>Sterilität:</b>	ja
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

- Passend für Rainin® Ein- und Mehrkanal Pipetten des LiteTouch® System (LTS®)
- Schonendes Pipettieren durch geringen Kraftaufwand beim Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
- Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen medizinischer Qualität gefertigt Racks und Einsätze bestehen aus über 60% recyceltem Polypropylen
- Frei von DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitoren, Pyrogenfrei

#### Passend für:

- Rainin L-2XLS+ 2 µl 0.1 - 2 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L8-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Manuell 8-Kanal

- Rainin L8-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Manuell 8-Kanal
- Rainin L12-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin L12-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin E4-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E4-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E8-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E8-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E12-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Elektronisch 12-Kanal
- Rainin E12-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Elektronisch 12-Kanal

Rainin, LiteTouch und LTS sind eingetragene Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.