

SurPhob Spitzen 20 µl, Typ Rainin LTS

Low Binding, graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 EcoReload à 96 Stück
Artikel-Nr.: VTL124 | Biozym

49,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Graduierung: | ja |
| Länge: | normal |
| Low Binding: | ja |
| Maximalvolumen: | 20 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | SurPhob |
| Spezialeigenschaften: | Rainin Typ |
| Sterilität: | nein |
| Verpackung: | 10 EcoReload à 96 Stück |

- Passend für Rainin® Ein- und Mehrkanal Pipetten des LiteTouch®System (LTS®)
- Schonendes Pipettieren durch geringen Kraftaufwand beim Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
- Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen medizinischer Qualität gefertigt Racks und Einsätze bestehen aus über 60% recyceltem Polypropylen
- Frei von DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitoren, Pyrogenfrei

Passend für:

- Rainin L-2XLS+ 2 µl 0.1 - 2 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L8-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Manuell 8-Kanal

- Rainin L8-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Manuell 8-Kanal
- Rainin L12-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin L12-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin E4-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E4-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E8-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E8-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E12-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Elektronisch 12-Kanal
- Rainin E12-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Elektronisch 12-Kanal

Rainin, LiteTouch und LTS sind eingetragene Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.