

SurPhob Spitzen 200 µl, Typ Rainin LTS, steril

Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VTL148 | Biozym

55,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Rainin Typ
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

- Passend für Rainin® Ein- und Mehrkanal Pipetten des LiteTouch® System (LTS®)
- Schonendes Pipettieren durch geringen Kraftaufwand beim Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
- Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen medizinischer Qualität gefertigt Racks und Einsätze bestehen aus über 60% recyceltem Polypropylen
- Frei von DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitoren, Pyrogenfrei

Passend für:

- Rainin L-100XLS+ 100 µl 10 - 100 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L-200XLS+ 200 µl 20 - 200 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L8-50XLS+ 50 µl 5 - 50 µl Manuell 8-Kanal
- Rainin L8-200XLS+ 200 µl 20 - 200 µl Manuell 8-Kanal

- Rainin L12-50XLS+ 50 µl 5 - 50 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin L12-200XLS+ 200 µl 20 - 200 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin LA8-50XLS 50 µl 5 - 50 µl Manuell adjustierbar 8-Kanal
- Rainin E4-100XLS+ 100 µl 10 - 100 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E4-200XLS+ 200 µl 20 - 200 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E8-50XLS+ 50 µl 5 - 50 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E8-200XLS+ 200 µl 20 - 200 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E12-50XLS+ 50 µl 5 - 50 µl Elektronisch 12-Kanal
- Rainin E12-200XLS+ 200 µl 20 - 200 µl Elektronisch 12-Kanal
- Rainin EA8-50XLS 50 µl 5 - 50 µl Elektronisch adjustierbar 8-Kanal

Rainin, LiteTouch und LTS sind eingetragene Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.