

SurPhob Spitzen 300 µl, Typ Rainin LTS, steril

Low Binding, graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VTL158 | Biozym

70,40 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Rainin Typ
Sterilität:	ja
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

- Passend für Rainin® Ein- und Mehrkanal Pipetten des LiteTouch® System (LTS®)
- Schonendes Pipettieren durch geringen Kraftaufwand beim Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
- Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen medizinischer Qualität gefertigt Racks und Einsätze bestehen aus über 60% recyceltem Polypropylen
- Frei von DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitoren, Pyrogenfrei

Passend für:

- Rainin L-300XLS+ 300 µl 20 - 300 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L8-300XLS+ 300µl 20 - 300 µl Manuell 8-Kanal
- Rainin L12-300XLS+ 300 µl 20 - 300 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin LA6-300XLS 300 µl 20 - 300 µl Manuell adjustierbar 6-Kanal
- Rainin LA8-300XLS 300 µl 20 - 300 µl Manuell adjustierbar 8-Kanal

- Rainin E4-300XLS+ 300 µl 20 - 300 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E8-300XLS+ 300 µl 20 - 300 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E12-300XLS+ 300 µl 20 - 300 µl Elektronisch 12-Kanal
- Rainin EA6-300XLS 300 µl 20 - 300 µl Elektronisch adjustierbar 6-Kanal
- Rainin EA8-300XLS 300 µl 20 - 300 µl Elektronisch adjustierbar 8-Kanal

Rainin, LiteTouch und LTS sind eingetragene Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.