

## SurPhob Spitzen 1000 µl, XL, Typ Rainin LTS

Low Binding, graduiert  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VTL165 | Biozym

**75,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	XL
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Rainin Typ
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

- Passend für Rainin® Ein- und Mehrkanal Pipetten des LiteTouch® System (LTS®)
- Schonendes Pipettieren durch geringen Kraftaufwand beim Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
- Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen medizinischer Qualität gefertigt Racks und Einsätze bestehen aus über 60% recyceltem Polypropylen
- Frei von DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitoren, Pyrogenfrei

#### Passend für:

- Rainin L-1000XLS+ 1000 µl 100 - 1000 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L8-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell 8-Kanal
- Rainin L12-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin LA6-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell adjustierbar 6-Kanal
- Rainin LA8-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell adjustierbar 8-Kanal

- Rainin E4-1000XLS+ 1000 µl 100 - 1000 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E8-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E12-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch 12-Kanal
- Rainin EA6-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch adjustierbar 6-Kanal
- Rainin EA8-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch adjustierbar 8-Kanal

Rainin, LiteTouch und LTS sind eingetragene Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.