

SurPhob Spitzen 1000 µl, XL, Typ Rainin LTS

Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



8 EcoReload à 96 Stück
Artikel-Nr.: VTL164 | Biozym

39,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:	Jubiläumsaktion
Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Rainin Typ
Sterilität:	steril
Verpackung:	8 EcoReload à 96 Stück

- Passend für Rainin® Ein- und Mehrkanal Pipetten des LiteTouch® System (LTS®)
- Schonendes Pipettieren durch geringen Kraftaufwand beim Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
- Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen medizinischer Qualität gefertigt Racks und Einsätze bestehen aus über 60% recyceltem Polypropylen
- Frei von DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitoren, Pyrogenfrei

Passend für:

- Rainin L-1000XLS+ 1000 µl 100 - 1000 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L8-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell 8-Kanal
- Rainin L12-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin LA6-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell adjustierbar 6-Kanal
- Rainin LA8-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Manuell adjustierbar 8-Kanal

- Rainin E4-1000XLS+ 1000 µl 100 - 1000 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E8-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E12-1200XLS+ 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch 12-Kanal
- Rainin EA6-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch adjustierbar 6-Kanal
- Rainin EA8-1200XLS 1200 µl 100 - 1200 µl Elektronisch adjustierbar 8-Kanal

Rainin, LiteTouch und LTS sind eingetragene Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.