

iFuge UC02R

Kühlzentrifuge, Basiseinheit ohne Rotor



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück

Artikel-Nr.: 552660 | Biozym

2.850,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Display (LCD):	ja
Drehzahlregelung/Timer:	ja
Farbe:	weiß
Kapazität:	1.5/2 ml, 15 ml, 50 ml, 96 Well Platte
Kategorie:	Zentrifuge
Kühlung:	ja
max. RCF (x g):	bis 22000
Positionen (1.5/2.0 ml):	25-44
Produktlinie:	iFuge UC02R
Verpackung:	1 Stück

Eigenschaften

- Kühlzentrifuge inkl. Kühlung bis -10°C mit Cooling Preset
- Maximale Drehzahl: 15.000 rpm (2.633 bis 22.388 g je nach Rotor)
- Diverse Rotoren für Swing Out und Fixed Angle verfügbar (mit automatischer Rotor-Erkennung)
- Wartungsfreier Brushless Motor
- Digitales Display