

## MyFuge12 Plus Digital Mini Centrifuge

with combination rotor



**Benchmark**  
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55C2212-E | **Benchmark** | Hersteller-Nr.: C2212-E

**675,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

max. RCF (x g): bis 2000

Positionen (1.5/2.0 ml): 9 bis 12

Verpackung: 1 Stück

#### Tisch-Zentrifuge ohne Rotorwechsel

Im Gegensatz zu herkömmlichen Mini-Zentrifugen ist es bei der neuen myFuge™ 12 nicht mehr erforderlich den Rotor zu wechseln. Der mitgelieferte COMBI-Rotor™ bietet Platz für 12 Tubes oder 4 x 8er-PCR-Streifen.

Mit einer fixen Geschwindigkeit von 2.000 x g ist diese Zentrifuge ideal für schnelle Spin-Downs geeignet. Schließen Sie einfach den Deckel und das Gerät beschleunigt auf 5.500 U / min. Beim Öffnen des Deckels bremst der Rotor schnell ab.

#### Technische Daten:

- **Geschwindigkeit:** 5.500 rpm / 2.000 x g
- **Kapazität:**
  - 12 x 1,5 / 2,0 ml Tubes,
  - 32 x 0,2 ml Tubes,
  - 4 x PCR Strips (8 x 0,2 ml)
- **Abmessungen:** 14 x 20 x 11,2 cm
- **Gewicht:** 1 kg

- **Stromversorgung:** 100-240 V, 50-60 Hz, 300 W