

MyFuge 5D Digital MicroCentrifuge

with combination rotor
4 x 5 ml & 4 x 1.5/2.0 ml



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55C2205-E | **Benchmark** | Hersteller-Nr.: C2205-E

619,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- **Geschwindigkeit:** 5.500 rpm / 2.000 xg
- **Kapazität:** 4 x 5 ml und 4 x 1.5 / 2.0 ml
- **Abmessungen:** 14 x 20 x 11.2 cm
- **Gewicht:** 1 kg
- **Stromversorgung:** 100-240 V, 50-60 Hz, 300 W

Beschreibung

Kapazität: 1.5/2.0 ml, 5 ml
max. RCF (x g): bis 2000
Positionen (1.5/2.0 ml): 0 bis 8
Verpackung: 1 Stück

Die myFuge™ 5 Mikrozentrifuge verfügt über einen Vier-Positionen-Rotor. Dieser ist kompatibel mit einer Vielzahl von 5 ml Reagenzgläsern, einschließlich 5 ml Schnappverschluss-Zentrifugenröhrchen.

Darüber hinaus verfügt dieser Kombinationsrotor über vier zusätzliche Schlitze zum Zentrifugieren von Mikroröhrchen (1,5 / 2,0 ml). Die 5 ml Rotorpositionen nehmen 5 ml Zentrifugenröhrchen direkt auf, während für die 5 ml Blut- und Kulturröhrchen (12 x 75 mm) der mitgelieferte Adapter vorgesehen ist. Ebenso können 0,5 und 0,2 ml Röhrchen mit einem optionalen Adapter genutzt werden.