

StripSpin12D Digital Mini Centrifuge

holds 12 position PCR strips



Benchmark
Scientific

1 Stück

Artikel-Nr.: 55C2248-E | **Benchmark** | Hersteller-Nr.: C2248-E

642,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Daten

- **Geschwindigkeit** 5500 U/min / 1690 xg
- **Fassungsvermögen** 4 x PCR-Streifen mit 12 Positionen , 48 x 0,2 ml
- **Zeitschaltuhr** 1-99 Min. 59 Sek.
- **Dimensionen** 7,6 x 9 x 4,72 Zoll 19,4 x 23 x 12 cm.
- **Gewicht** 4,4 Pfund / 2 kg
- **Elektrisch** 100-240 V, 50-60 Hz, 45 W
- **Garantie** 2 Jahre

Beschreibung

Verpackung:1 Stück

Mini Zentrifuge für 12er PCR Streifen

Die neue digitale Mini-Zentrifuge StripSpin 12D von Benchmark wurde speziell für die Zentrifugation von 12-Positionen-PCR-Streifen entwickelt. Sie verfügt über eine digitale Drehzahlregelung bis zu 5.500 U/min, eine Timer-Steuerung bis zu 99 Minuten und eine Sicherheitsverriegelung, um die Zentrifuge zu stoppen, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird.

Mit der eingebauten RCF-Konvertierung kann die Geschwindigkeit in U/min oder RCF eingestellt/angezeigt werden, der StripSpin 12D ist die perfekte Lösung für die Zentrifugation von bis zu 4 x 12-Positionen-PCR-Streifen mit hohem

Wirkungsgrad (oder 48 x 0,2 ml Rörchen) und beinhaltet eine 2-jährige Garantie.