

## ClipTip 12.5 µl Ext., pink

für F1 ClipTip Pipetten 2 µl und 10 µl  
für E1 Pipetten 12.5 µl (nicht 384er Format)



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 674500E | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410060

**57,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	lang
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	12.5 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Clip Tip
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück