

ClipTip 12.5 µl Ext., Filter, pink, steril

für F1 ClipTip Pipetten 2 µl und 10 µl
für E1- Pipetten 12.5 µl (nicht 384er Format)



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674506E | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420063

84,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	12.5 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück