

iFuge UC02

Centrifuge, Base Unit without Rotor



1 Stück

Artikel-Nr.: 552665 | Biozym

3.145,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Display (LCD):	ja
Drehzahlregelung/Timer:	ja
Farbe:	weiß
Kapazität:	1.5/2 ml, 15 ml, 50 ml, 96 Well Platte
Kategorie:	Zentrifuge
Kühlung:	nein
max. RCF (x g):	bis 22000
Positionen (1.5/2.0 ml):	25-44
Produktlinie:	iFuge UC02
Verpackung:	1 Stück

Eigenschaften

- Universelle Laborzentrifuge für diverse Applikationen
- Maximale Drehzahl: 15.000 rpm (2.633 bis 22.388 g je nach Rotor)
- Diverse Rotoren für Swing Out und Fixed Angle verfügbar (mit automatischer Rotor-Erkennung)
- Wartungsfreier Brushless Motor
- Digitales Display