

ClipTip 12.5 µl, Ext. Filter, steril, pink 384er

für E1-ClipTip Pipetten 12.5 µl



ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674567E | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420073

595,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	12.5 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 384 Stück