

## 15 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

Tube = Polystyrol, Deckel = PE  
17 x 118 mm



4 Beutel à 125 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0198 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3128-350-028-9

**247,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**Frühlingsaktion

**Boden:** konisch

**Deckel:** Flachdeckel

**Eigenschaft:** PerformR

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 4 Beutel à 125 Tubes = 500 Tubes

**Volumen:** 15 ml