

PE/Fire 700 anti-human CD154 (CD40L)

Mouse IgG1, kappa
24-31



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B310861 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 310861

137,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 24-31
Format: PE_F700
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE/Fire 700 anti-human CD154 (CD40L)

Clone: 24-31

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: CD40L, gp39, TRAP, T-BAM, TNFSF5

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE_F700

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24324>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>