

Brilliant Violet 711 anti-human CD158e1 (KIR3D...

Mouse IgG1, kappa
DX9



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B312731 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 312731

140,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: DX9
Format: BV711
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

Brilliant Violet 711 anti-human CD158e1 (KIR3DL1, NKB1)

Clone: DX9

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: NKAT3, NKB1, KIR-NKB1, p70

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: BV711

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23906>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>