

Brilliant Violet 570 anti-human IgM

Mouse IgG1, kappa
MHM-88



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B314518 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 314518

348,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MHM-88
Format: BV570
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Brilliant Violet 570 anti-human IgM

Clone: MHM-88
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Immunoglobulin M
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: BV570
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=7467>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>