

Spark Blue 515 anti-human IgM

Mouse IgG1, kappa
MHM-88



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B314558 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 314558

296,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MHM-88
Format: SPKBL_515
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Spark Blue 515 anti-human IgM

Clone: MHM-88
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Immunoglobulin M
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: SPKBL_515
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23468>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>