

TotalSeq-A1289 anti-human CD3

Mouse IgG2a, kappa
OKT3



BioLegend
From Revvity

10 µg

Artikel-Nr.: B317363 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 317363

296,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: OKT3
Format: TOTALSEQ_A
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 10 µg

TotalSeq-A1289 anti-human CD3

Clone: OKT3
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: T3, CD3epsilon
Size: 10 µg

Reactivity: Human
Format: TOTALSEQ_A
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24013>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>