

Brilliant Violet 711 anti-human CD314 (NKG2D)

Mouse IgG1, kappa
1D11



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B320848 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 320848

352,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 1D11
Format: BV711
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Brilliant Violet 711 anti-human CD314 (NKG2D)

Clone: 1D11
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: NKG2D
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: BV711
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23891>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>