

Alexa Fluor® 647 anti-human IgD

Rat IgG2a, kappa
W18340A



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B324504 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 324504

220,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: W18340A
Format: A647
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 647 anti-human IgD

Clone: W18340A
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Ig delta chain C region
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: A647
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=24211>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>