

PE/Cyanine7 anti-human CD53 Recombinant

Mouse IgG1, kappa
QA19A07



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B325708 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 325708

344,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: QA19A07
Format: PE_CYANINE7
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE/Cyanine7 anti-human CD53 Recombinant

Clone: QA19A07
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: TSPAN25
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE_CYANINE7
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=21140>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>