

## 50 ml PerformR FS Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0091 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3095-340-008-9

**198,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Boden:** konisch mit Stehrand

**Deckel:** Flachdeckel

**Eigenschaft:** PerformR FS

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 10 Beutel à 50 Tubes, 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

**Volumen:** 50 ml