

50 ml PerformR FS Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0091 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3095-340-008-9

168,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Boden: konisch mit Stehrand

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: PerformR FS

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes, 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 50 ml