

## 384 Well Assay Plate, 0.12 ml, clear

rounded Square Well, cut A1/P1  
flat base



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0254 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0254

**334,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Application:** Assay  
**Eckanschnitt:** A1/P1  
**Eigenschaften:** Flachboden  
**Farbe:** farblos  
**Kategorie:** 384-Well Platte  
**Verpackung:** Packung à 100 Stück