

384 Well Assay Plate, 0.12 ml, black

rounded Square Well, cut A1/P1
flat base



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0264 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0264

334,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Application: Assay

Eckanschnitt: A1/P1

Eigenschaften: Flachboden

Farbe: schwarz

Kategorie: 384-Well Platte

Verpackung: Packung à 100 Stück