

96 Well Assay Plate, 0.35 ml, white, Round Well

cut A1/H1

flat base



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: AF4TI-0273 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0273

334,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Application: Assay

Eckanschnitt: A1/H1

Eigenschaften: Flachboden

Farbe: weiß

Kategorie: 96-Well Platte

Verpackung: Packung à 100 Stück