


Microplate 384 Lid, clear

Low Profile, cut A1/P1
without condensation rings



Packung à 100 Stück
Artikel-Nr.: AF4TI-0280 | Azenta | Hersteller-Nr.: 4TI-0280

159,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckanschnitt: A1/P1

Eigenschaften: ohne Kondensationsringe

Farbe: farblos

Kategorie: 384er Deckel

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 100 Stück